

MT4200/MT4300 L | H (SP)

Биологические микроскопы



- Оптическая система ICOS™ («на бесконечность») с новой усовершенствованной оптикой
- Эргономичная насадка с регулируемым углом наклона от 10° до 50°
- Препаратодержатель на два предметных стекла
- Эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения
- Освещение по Келлеру: сверхяркий светодиод (5В/3Вт) или галогеновый (6В/30Вт) осветитель проходящего света
- Конденсор: Аббе
- Методы исследования: светлое поле и темное поле

Спецификации

Биологические микроскопы MT4200/MT4300 L H (SP)	
Визуальная насадка	— бинокулярная или тринокулярная головка — поворотная на 360° с наклоном от 10° до 50°, компенсация диоптрийной разницы на левой окулярной трубке, межзрачковое расстояние 53–75 мм
Окуляры широкопольные	10х/20 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью
Револьвер	5-ти позиционный для объективов
Объективы	U Plan Achromat: 4X, N.A. 0.10, W.D. 28.89 мм, F.N. 24 10X, N.A. 0.25, W.D. 10.67 мм, F.N. 24 20X, N.A. 0.40, W.D. 7.29 мм F.N. 24 (опция) 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.5 мм, F.N. 24 (подпружиненный) 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.23 мм F.N. 24 (подпружиненный) Plan Achromat (опция): 60X, N.A. 0.80, W.D. 0.29 мм F.N. 24 (подпружиненный)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный на 2 предметных стекла стандартного размера
Конденсор	Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
Источник света	(L) Светодиод — 5В/3Вт (H) Галоген — 6В/30Вт
Источник питания	220В/50Гц
Рабочая температура, влажность	18–35 °C, менее 85 %

Информация для заказа

Наименование	Код
Бинокулярный биологический микроскоп MT4200H (SP) с галогеновым освещением, стандартная комплектация	MT4200H (SP)
Бинокулярный биологический микроскоп MT4200L (SP) со светодиодным освещением, стандартная комплектация	MT4200L (SP)
Тринокулярный биологический микроскоп MT4300H (SP) с галогеновым освещением, стандартная комплектация	MT4300H (SP)
Тринокулярный биологический микроскоп MT4300L (SP) со светодиодным освещением, стандартная комплектация	MT4300L (SP)

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



Meiji Techno Europe
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
info@meijitechno-europe.com, www.meijitechno.com

Официальный дистрибьютер