

MT4200/MT4300 L | H

Биологические микроскопы



- Оптическая система ICOS™ («на бесконечность») с новой усовершенствованной оптикой
- Удобная бинокулярная и тринокулярная насадка (тип Зидентофф)
- Препаратодержатель на два предметных стекла
- Низкорасположенные эргономичные коаксиальные винты фокусировки
- Эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения
- Освещение по Келлеру: сверхяркий светодиод (5В/3Вт) или галогеновый (6В/30Вт) осветитель проходящего света
- Конденсор: Аббе
- Методы исследования: светлое поле и темное поле

Спецификации

Биологические микроскопы MT4200/MT4300 L H	
Визуальная насадка	— бинокулярная или тринокулярная головка — поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы на левом окуляре, межзрачковое расстояние 53–75 мм — эргономичная визуальная насадка с регулируемым наклоном 10-50° (опция)
Окуляры широкопольные	10х/20 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью
Револьвер	5-ти позиционный для объективов
Объективы	U Plan Achromat: 4X, N.A. 0.10, W.D. 28.89 мм, F.N. 24 10X, N.A. 0.25, W.D. 10.67 мм, F.N. 24 20X, N.A. 0.40, W.D. 7.29 мм F.N. 24 (опция) 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.5 мм, F.N. 24 (подпружиненный) 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.23 мм F.N. 24 (подпружиненный) Plan Achromat (опция): 60X, N.A. 0.80, W.D. 0.29 мм F.N. 24 (подпружиненный)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный на 2 предметных стекла стандартного размера
Конденсор	Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
Источник света	(L) Светодиод — 5В/3Вт (H) Галоген — 6В/30Вт
Источник питания	220В/50Гц
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %

Информация для заказа

Наименование	Код
Бинокулярный биологический микроскоп MT4200H с галогеновым освещением, стандартная комплектация	MT4200H
Бинокулярный биологический микроскоп MT4200L со светодиодным освещением, стандартная комплектация	MT4200L
Тринокулярный биологический микроскоп MT4300H с галогеновым освещением, стандартная комплектация	MT4300H
Тринокулярный биологический микроскоп MT4300L со светодиодным освещением, стандартная комплектация	MT4300L

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



Meiji Techno Europe
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
info@meijitechno-europe.com, www.meijitechno.com

Официальный дистрибьютер